

Información general

Nombre de producto: REACTORES ESFÉRICOS CON LLAVE

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Esféricos; sin graduar. Con llave de descarga.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Ext. Reactor (mm)	Llave (mm)	Capacidad (ML)	Altura Total (mm)	DN Boca
0100802200	85	10	250	220	60
0100802202	105	10	500	245	60
0100802204	131	10	1000	275	60

Ficha de producto

Ref.	∅ Ext. Reactor (mm)	Llave (mm)	Capacidad (ML)	Altura Total (mm)	DN Boca
0100802206	165	10	2000	310	100
0100802208	206	10	4000	360	100
0100802210	236	10	6000	385	100
0100802212	280	20	10000	430	100
0100802214	350	20	20000	500	100
0100802216	236	10	6000	385	150
0100802218	280	20	10000	435	150
0100802220	350	20	20000	510	150
0100802222	236	10	6000	425	200
0100802224	280	20	10000	420	200
0100802226	350	20	20000	500	200



General Information

Product name: SPHERICAL REACTION VESSELS, WITH STOPCOCK

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Spherical; without graduation. With drain stopcock.

Picture



Technical Information

Ref.	Vessel Outer \varnothing (mm)	Valve (mm)	Capacity (ML)	Total Height (mm)	Laboratory Flange DN
0100802200	85	10	250 ML	220	60
0100802202	105	10	500	245	60
0100802204	131	10	1000 ML	275	60

Product datasheet

Ref.	Vessel Outer \varnothing (mm)	Valve (mm)	Capacity (ML)	Total Height (mm)	Laboratory Flange DN
0100802206	165	10	2000 ML	310	100
0100802208	206	10	4000	360	100
0100802210	236	10	6000	385	100
0100802212	280	20	10000	430	100
0100802214	350	20	20000	500	100
0100802216	236	10	6000	385	150
0100802218	280	20	10000	435	150
0100802220	350	20	20000	510	150
0100802222	236	10	6000	425	200
0100802224	280	20	10000	420	200
0100802226	350	20	20000	500	200

