

Información general

Nombre de producto: TAPAS REACTORES 4 BOCAS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Una boca central, 2 bocas laterales (inclinadas) y una boca lateral vertical.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Altura (mm)	Boca Central	Boca Lateral Vertical	Bocas Laterales	DN Boca
0100806070	75	14/23	14/23	14/23	60
0100806072	85	29/32	14/23	14/23	60
0100806074	95	29/32	14/23	14/23	100

Ficha de producto

Ref.	Altura (mm)	Boca Central	Boca Lateral Vertical	Bocas Laterales	DN Boca
0100806076	95	29/32	14/23	29/32	100
0100806078	110	45/40	14/23	29/32	100
0100806080	125	29/32	14/23	29/32	150
0100806082	140	45/40	14/23	29/32	150
0100806084	150	29/32	14/23	29/32	200
0100806086	165	45/40	14/23	29/32	200



General Information

Product name: FLAT FLANGE LIDS, 4 NECKS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

A central mouth, 2 lateral mouths (inclined) and a vertical lateral mouth.

Picture



Technical Information

Ref.	Height (mm)	Center Neck	Vertical Side Neck	Side Necks	Laboratory Flange DN
0100806070	75	14/23	14/23	14/23	60
0100806072	85	29/32	14/23	14/23	60
0100806074	95	29/32	14/23	14/23	100
0100806076	95	29/32	14/23	29/32	100

Product datasheet

Ref.	Height (mm)	Center Neck	Vertical Side Neck	Side Necks	Laboratory Flange DN
0100806078	110	45/40	14/23	29/32	100
0100806080	125	29/32	14/23	29/32	150
0100806082	140	45/40	14/23	29/32	150
0100806084	150	29/32	14/23	29/32	200
0100806086	165	45/40	14/23	29/32	200

