

## Información general

Nombre de producto: TAPAS REACTORES 5 BOCAS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Una boca central, 3 bocas laterales (inclinadas) y una boca lateral vertical.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Altura (mm)	Boca Central	Boca Lateral Vertical	Bocas Laterales	DN Boca
0100806100	95	29/32	14/23	14/23	100
0100806102	95	29/32	14/23	29/32	100
0100806104	110	45/40	14/23	29/32	100

## Ficha de producto

Ref.	Altura (mm)	Boca Central	Boca Lateral Vertical	Bocas Laterales	DN Boca
0100806106	125	29/32	14/23	29/32	150
0100806108	140	45/40	14/23	29/32	150
0100806110	150	29/32	14/23	29/32	200
0100806112	165	45/40	14/23	29/32	200



## General Information

**Product name:** FLAT FLANGE LIDS, 5 NECKS

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

A central neck, 3 lateral necks (inclined) and a vertical lateral neck.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Height (mm)	Center Neck	Vertical Side Neck	Side Necks	Laboratory Flange DN
0100806100	95	29/32	14/23	14/23	100
0100806102	95	29/32	14/23	29/32	100
0100806104	110	45/40	14/23	29/32	100
0100806106	125	29/32	14/23	29/32	150

# Product datasheet

Ref.	Height (mm)	Center Neck	Vertical Side Neck	Side Necks	Laboratory Flange DN
0100806108	140	45/40	14/23	29/32	150
0100806110	150	29/32	14/23	29/32	200
0100806112	165	45/40	14/23	29/32	200

