

Información general


Nombre de producto: JUNTAS PARA REACTORES

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para diámetros de boca DN 60 a 200 mm. En silicona o recubierto de FEP.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Material	DN Boca
0100807032	Silicona	60
0100807034	Silicona	100
0100807036	Silicona	150

Ficha de producto

Ref.	Material	DN Boca
0100807038	Silicona	200
0100807042	Recubrimiento FEP	60
0100807044	Recubrimiento FEP	100
0100807046	Recubrimiento FEP	150
0100807048	Recubrimiento FEP	200



General Information


Product name: O-RING SEALS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For laboratory flange DN 60 to 200 mm. In silicone or FEP coated.

Picture



Technical Information

Ref.	Material	Laboratory Flange DN
0100807032	Silicone	60
0100807034	Silicone	100
0100807036	Silicone	150

Product datasheet

Ref.	Material	Laboratory Flange DN
0100807038	Silicone	200
0100807042	FEP Coating	60
0100807044	FEP Coating	100
0100807046	FEP Coating	150
0100807048	FEP Coating	200

