

Información general

Nombre de producto: TAPONES A ROSCA CON ORIFICIO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricados en PBT. Resistente a altas temperaturas (180°C) y autoclavables (121°C).

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Nº Rosca
0200162032	GL-14
0200162034	GL-18
0200162036	GL-25
0200162038	GL-32
0200162040	GL-45

General Information

Product name: SCREW CAPS WITH HOLE, GL THREAD, PBT

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Made from PBT. High heat resistance (180°C) and autoclavable (121°C).

Picture



Technical Information

Ref.	Thread N°
0200162032	GL-14
0200162034	GL-18
0200162036	GL-25
0200162038	GL-32
0200162040	GL-45