

## Información general

**Nombre de producto:** TAPÓN ROSCADO GL-45 CON OLIVAS FLEXIBLES, PP

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Tapón roscado GL-45 fabricado en polipropileno, con 2 olivas flexibles.

Para extracción o introducción de líquidos mediante la conexión de tubos elásticos. Apto para vacío.

Resistente a temperaturas mínimas de -20°C y máximas de 110°C. Autoclavable.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Ø Oliva (MM)	Nº Rosca
10TADI0010	8	GL-45

## General Information

**Product name:** SCREW CAP, GL-45, WITH 2 HOSE CONNECTORS

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

GL-45 screw cap made of polypropylene, with 2 flexible hose connectors.

For drawing or insertion of liquids through the connection of elastic tubing. Suitable for vacuum.

Resistant to minimum temperatures of -20°C and maximum temperatures of 110°C.  
Autoclavable.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Ø Hose (MM)	Thread N°
10TADI0010	8	GL-45