

Información general

Nombre de producto: PICNÓMETRO PARA SÓLIDOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para la determinación de densidad de materiales bituminosos y minerales.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Esmerilado
0100497510	500	45/40
0100497520	1000	60/46
0100497530	2000	60/46

General Information

Product name: PYCNOMETERS FOR SOLIDS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For density determination of bituminous materials and minerals.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Joint
0100497510	500	45/40
0100497520	1000 ML	60/46
0100497530	2000 ML	60/46