

Información general

Nombre de producto: PICNÓMETRO ASTM HUBBARD-CARMIK 24/30 ML

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Picnómetro Hubbard-Carmik para determinar densidad o gravedad específica, para uso con sólidos o líquidos. Según norma ASTM D70.

Fabricado en vidrio borosilicato.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)
0100521902	25

General Information

Product name: PYCNOMETERS HUBBARD-CARMIK ASTM, 24/30 ML

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Hubbard-Carmik pycnometer to determine density or specific gravity, for use with solids or liquids. According to ASTM D70 standard.

Made of borosilicate glass.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)
0100521902	25 ML