

Información general

Nombre de producto: TERMÓMETROS DE LABORATORIO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Construidos en varilla B&C Germany. Franja amarilla, columna de alcohol con anilla de vidrio para colgar y graduación externa.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Longitud (mm)	Rango (°C)	Divisiones (°C)
0200241410	300	-35 +50	1
0200241420	300	-10 +110	1
0200241430	300	-10 +150	1
0200241450	300	-10 +200	2

General Information

Product name: LABORATORY THERMOMETERS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Made of B&C Germany rod. Yellow band, alcohol column with glass ring to hang, external graduation.

Picture



Technical Information

Ref.	Length (mm)	Range (°C)	Divisions (°C)
0200241410	300	-35 +50	1
0200241420	300	-10 +110	1
0200241430	300	-10 +150	1
0200241450	300	-10 +200	2