

Información general


Nombre de producto: VISCOSÍMETRO CANNON-FENSKE PARA LÍQUIDOS TRANSPARENTES

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para líquidos transparentes. Modelo 33-C, construido según las normas ASTM D-445, D-446 e IP71. Incluye boletín de calibrado.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Serie	Constante Aprox. (a 40°C)	Intervalo (Centistokes)
30P33025	25	0.002	0.5-2
30P33050	50	0.004	0.8-4

Ficha de producto

Ref.	Serie	Constante Aprox. (a 40°C)	Intervalo (Centistokes)
30P33075	75	0.008	1.6-8
30P33100	100	0.015	3-15
30P33150	150	0.035	7-35
30P33200	200	0.1	20-100
30P33300	300	0.25	50-200
30P33350	350	0.5	100-500
30P33400	400	1.2	240-1200
30P33450	450	2.5	500-2500
30P33500	500	8	1600-8000
30P33600	600	20	4000-20000



General Information


Product name: CANNON-FENSKE ROUTINE VISCOMETER FOR TRANSPARENT LIQUIDS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For transparent liquids. Model 33-C, manufactured according to ASTM D-445, D-446 and IP71 norms. With calibration report.

Picture



Technical Information

Ref.	Size	Constant approx. (40°C)	Kinematic (Centistokes)
30P33025	25	0.002	0.5-2
30P33050	50	0.004	0.8-4

Product datasheet

Ref.	Size	Constant approx. (40°C)	Kinematic (Centistokes)
30P33075	75	0.008	1.6-8
30P33100	100	0.015	3-15
30P33150	150	0.035	7-35
30P33200	200	0.1	20-100
30P33300	300	0.25	50-200
30P33350	350	0.5	100-500
30P33400	400	1.2	240-1200
30P33450	450	2.5	500-2500
30P33500	500	8	1600-8000
30P33600	600	20	4000-20000

