

Información general

Nombre de producto: ALCOHÓMETROS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Según normas de la O.I.V. - C.E.E. Señalan el porcentaje de etanol en volumen. Calibrado a 20°C. Fabricados según UNE 43346, DIN 12803, Clase II, con certificado de lote.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Dividido en (BAUME)	Graduación
30P70010	0,1	0-10
30P70120	0,1	10-20

Ficha de producto

Ref.	Dividido en (BAUME)	Graduación
30P70230	0,1	20-30
30P70340	0,1	30-40
30P70345	0,1	35-45
30P70450	0,1	40-50
30P70515	0,1	5-15
30P70560	0,1	50-60
30P70670	0,1	60-70
30P70780	0,1	70-80
30P70890	0,1	80-90
30P70910	0,1	90-100
30P71020	0,2	0-20
30P71240	0,2	20-40
30P71460	0,2	40-60
30P71680	0,2	60-80
30P71810	0,2	80-100



General Information

Product name: ALCOHOMETERS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

They indicate the ethanol percentage in volume. Calibrated at 20 °C. Made according to UNE 43346, DIN 12803, Class II, with batch certificate.

Picture



Technical Information

Ref.	Divided in (BAUME)	Graduation
30P70010	0,1	0-10
30P70120	0,1	10-20

Product datasheet

Ref.	Divided in (BAUME)	Graduation
30P70230	0,1	20-30
30P70340	0,1	30-40
30P70345	0,1	35-45
30P70450	0,1	40-50
30P70515	0,1	5-15
30P70560	0,1	50-60
30P70670	0,1	60-70
30P70780	0,1	70-80
30P70890	0,1	80-90
30P70910	0,1	90-100
30P71020	0,2	0-20
30P71240	0,2	20-40
30P71460	0,2	40-60
30P71680	0,2	60-80
30P71810	0,2	80-100

