

Información general

Nombre de producto: DENSÍMETROS PARA VINOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Calibrado a 20°C. Lectura por encima del menisco. Con certificado de lote.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Dividido en	Graduación
30P71990	0,0001 unidades	0,990-1,005
30P71992	0,0005 unidades	0,980-1,030

General Information

Product name: HYDROMETERS FOR WINE

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Calibrated at 20°C. Reading above the meniscus. Supplied with batch certificate.

Picture



Technical Information

Ref.	Divided in	Graduation
30P71990	0.0001 units	0,990-1,005
30P71992	0.0005 units	0,980-1,030