

## Información general

**Nombre de producto:** AERÓMETROS BAUMÉ

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Calibrado a 15°C. Fabricados según normas UNE 400236, UNE 400311-1-2, ISO 387 e ISO 649-1. Se suministran con certificado de lote

También se fabrican calibrados a 20°C. Bajo demanda se pueden suministrar con certificado de calibración.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Dividido en (BAUME)	Graduación
30P74010	0,1	0-10

## Ficha de producto

Ref.	Dividido en (BAUME)	Graduación
30P74020	0,2	0-20
30P74120	0,1	10-20
30P74230	0,1	20-30
30P74240	0,2	20-40
30P74340	0,1	30-40
30P74450	0,1	40-50
30P74460	0,2	40-60
30P74515	0,1	5-15
30P74525	0,1	15-25
30P74535	0,1	25-35
30P74560	0,1	50-60
30P74670	0,1	60-70
30P74701	0,2	0-15
30P74703	0,2	15-30
30P74705	0,2	30-45
30P74707	0,2	45-60



## General Information

**Product name:** BAUME HYDROMETERS

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Calibrated at 15°C. Manufactured according to UNE 400236, UNE 400311-1-2, ISO 387 and ISO 649-1 standards. It is supplied with batch certificate.

It can be manufactured calibrated at 20°C. A calibration certificate can be supplied on demand.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Divided in (BAUME)	Graduation
30P74010	0,1	0-10
30P74020	0,2	0-20

## Product datasheet

Ref.	Divided in (BAUME)	Graduation
30P74120	0,1	10-20
30P74230	0,1	20-30
30P74240	0,2	20-40
30P74340	0,1	30-40
30P74450	0,1	40-50
30P74460	0,2	40-60
30P74515	0,1	5-15
30P74525	0,1	15-25
30P74535	0,1	25-35
30P74560	0,1	50-60
30P74670	0,1	60-70
30P74701	0,2	0-15
30P74703	0,2	15-30
30P74705	0,2	30-45
30P74707	0,2	45-60

