

Información general

Nombre de producto: AERÓMETROS BOUYUCOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para análisis de suelos. Construidos según las normas ASTM E-100, 151-H ó 152-H. Calibrados a 20°C.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Dividido en	Graduación
30P75060	0,5 g/L	0-60 g/L
30P75995	0,0005 unidades	0,995-1,038 peso específico

General Information

Product name: BOUYOUCOS HYDROMETERS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For sedimentation analysis. Built according to ASTM E-100, 151-H or 152-H standards.
Calibrated at 20°C.

Picture



Technical Information

Ref.	Divided in	Graduation
30P75060	0.5 g/L	0-60 g/L
30P75995	0.0005 units	0.995-1.038 specific weight