

Información general

Nombre de producto: DENSÍMETROS PARA LÍQUIDOS LIGEROS Y BAJA TENSIÓN SUPERFICIAL

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Especialmente para derivados petrolíferos, según normas BS 718 serie L50SP (equivalente a N.T. Campsa M-10-02). Señalan la densidad g/mL a 15 °C, es decir, D 15/4 °C. Se suministran con certificado de lote.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Dividido en	Graduación
30P77000	0,0005 unidades	1,000-1,050
30P77050	0,0005 unidades	1,050-1,100

Ficha de producto

Ref.	Dividido en	Graduación
30P77600	0,0005 unidades	0,600-0,650
30P77650	0,0005 unidades	0,650-0,700
30P77700	0,0005 unidades	0,700-0,750
30P77750	0,0005 unidades	0,750-0,800
30P77800	0,0005 unidades	0,800-0,850
30P77850	0,0005 unidades	0,850-0,900
30P77900	0,0005 unidades	0,900-0,950
30P77950	0,0005 unidades	0,950-1,000
30P78009	0,0005 unidades	1,000-1,500



General Information

Product name: HYDROMETERS FOR LIGHT AND LOW SURFACE TENSION LIQUIDS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Special for petroleum derivatives, according to BS 718, L50SP series (equivalent to N.T. Campsa M-10-02). In g/mL at 15 °C, i.e., D 15/4 °C. Supplied with batch certificate.

Picture



Technical Information

Ref.	Divided in	Graduation
30P77000	0.0005 units	1,000-1,050
30P77050	0.0005 units	1,050-1,100

Product datasheet

Ref.	Divided in	Graduation
30P77600	0.0005 units	0,600-0,650
30P77650	0.0005 units	0,650-0,700
30P77700	0.0005 units	0,700-0,750
30P77750	0.0005 units	0,750-0,800
30P77800	0.0005 units	0,800-0,850
30P77850	0.0005 units	0,850-0,900
30P77900	0.0005 units	0,900-0,950
30P77950	0.0005 units	0,950-1,000
30P78009	0.0005 units	1.000-1.500

