

Información general

Nombre de producto: APARATO DEAN-STARK - 10 ML

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Compuesto por las siguientes piezas:

- Matraz 500 ml (ref. 0100101064)
- Refrigerante 40 cm (ref. 0100230744)
- Colector 10 ml (ref. 0100625001)

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características
0100625000	Completo / Complete

General Information

Product name: DEAN-STARK APPARATUS - 10 ML

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Includes the following products:

- Flask 500 ml (ref. 0100101064)
- Condenser 40 cm (ref. 0100230744)
- Receiver 10 ml (ref. 0100625001)

Picture



Technical Information

Ref.	Features
0100625000	Completo / Complete