

Información general

Nombre de producto: AP. ACIDEZ VOLÁTIL - MATRAZ ESFÉRICO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Matraz esférico de 60 mL para aparato de determinación de la acidez volátil en vinos.

Capacidad (mL): 60

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características	Capacidad (ML)	Esmerilado Hembra
0100626210	Matraz esférico para aparato de determinación de la acidez volátil en vinos	60	14/23

Product datasheet

General Information

Product name: VOLATILE ACIDITY APP. - ROUND BOTTOM FLASK

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

60 mL round bottom flask. For volatile acidity determination in wine apparatus.

Capacity (mL): 60

Picture



Technical Information

Ref.	Features	Capacity (ML)	Socket Joint
0100626210	Round bottom flask for volatile acidity determination in wine apparatus	60	14/23