

Información general

Nombre de producto: ESCURRIDOR COLGANTE CON 55 TERMINALES

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Escurreidor colgante con 55 terminales; fabricado en alambre plastificado con PVC. Incluye bandeja inferior para goteo.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Dimensiones (MM)
10ESCU0055	640x360x140

General Information

Product name: HANGING LABORATORY DRYING RACK WITH 55 TERMINALS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Hanging drying rack with 55 terminals. Made from wire coated in PVC. Includes drip tray.

Picture



Technical Information

Ref.	Dimensions (MM)
10ESCU0055	640x360x140