

Información general

Nombre de producto: NUEZ DOBLE

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

En acero niquelado.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Longitud (mm)	Para varillas hasta (MM)
10NUDO0110	53	13
10NUDO0120	70	16

General Information

Product name: DOUBLE BOSSHEADS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Made from nickel steel.

Picture



Technical Information

Ref.	Length (mm)	For rods up to (MM)
10NUDO0110	53	13
10NUDO0120	70	16