

Información general

Nombre de producto: PINZAS DE 3 DEDOS PARA BURETAS Y TUBOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con tres dedos; en metal cromado. Con nuez.

Fotografía



Datos técnicos

| Ref. | Para diámetro (MM) |
|------------|--------------------|
| 10PBCN0010 | 4 a 20 |

General Information

Product name: CLAMPS FOR TUBES AND BURETTES, 3 PRONGS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

With three prongs, in chromed metal. With bosshead.

Picture



Technical Information

| Ref. | For diameter (MM) |
|------------|-------------------|
| 10PBCN0010 | 4 to 20 |