

Información general

Nombre de producto: PINZA UNIVERSAL DE 3 DEDOS CON DOBLE AJUSTE

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Pinza de tres dedos recubiertos en PVC. Con nuez giratoria y doble ajuste independiente. Metal cromado.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Para diámetro (MM)
10PINU0080	0 a 90

Product datasheet

General Information

Product name: MULTI-PURPOSE 3 PRONGED CLAMPS WITH DUAL ADJUST

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Clamp made from chromed metal, with three prongs covered in PVC. With rotary bosshead and dual independent adjust.

Picture



Technical Information

Ref.	For diameter (MM)
10PINU0080	0 to 90