

## Información general

Nombre de producto: SOPORTE PARA EMBUDOS DE DECANTACIÓN

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Características
10SOEM0100	Para un embudo de 125 a 1000 ml, adaptable en varillas soporte de 8 a 14 mm de diámetro, fabricado en polipropileno.

## General Information

**Product name:** SEPARATING FUNNEL HOLDERS

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Features
10SOEM0100	For funnels of 125 to 1000 ml, adaptable to stand rods of 8 to 14 mm in diameter, made from polypropylene.